

SINH₂OX WASHER



Manual de instrucciones



SINHOX[®]
HEALTH & CARE

Antes de utilizar el producto,

Lea estas instrucciones con atención y conserve este manual para

consultas futuras. Instrucciones de seguridad

La información de este apartado se ofrece para evitar daños a las personas y a las cosas. El irrigador nasal está libre de BPA y de conservantes, y es seguro para un uso diario. Indicado para la limpieza de la nariz y para reducir el riesgo de resfriado, alergia y sinusitis, incluyendo:

- sequedad nasal
- nariz taponada y congestión;
- síntomas nasales de la gripe y del resfriado;
- irritación nasal provocada por el polvo, la contaminación, los pelos de animales, el polen y el humo;
- después de intervenciones quirúrgicas en la nariz y en los senos paranasales (solo con la prescripción del especialista)

Lea todas las instrucciones antes del uso.

Atención

- Para evitar daños, no utilice este aparato si la nariz está completamente taponada;
- Para evitar daños, no lo utilice si sufre una infección en el oído o experimenta presión en el oído;
- Para evitar daños, no lo utilice en niños menores de 6 años

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños y personas con discapacidad física o mental o con capacidad o experiencia limitadas. En estos casos, se necesita la supervisión y la ayuda de una persona responsable de su seguridad

- Para evitar daños, no use el aparato inmediatamente después de una cirugía nasal o sinusal si no es bajo la recomendación del especialista, que le facilitará todos los consejos específicos.
- Para evitar daños, no utilice el aparato en caso de heridas expuestas o sangrado de la nariz o de los senos
- Utilice el aparato solo conforme a las instrucciones. Este aparato solo es apto para el lavado nasal. No lo utilice para los oídos, bajo la lengua u otras zonas delicadas;
- No lo utilice con agua fría o sin solución salina. No llene el depósito con agua a temperatura superior a 40°C; Utilizar con agua tibia del grifo, agua destilada o hervida anteriormente (asegúrese de que se haya enfriado antes del uso), agua mineral natural; No utilice este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído, presenta daños o se ha sumergido en sustancias líquidas de cualquier tipo. No sumergir en agua;
- Para evitar daños, no utilice el aparato si lleva un piercing nasal;
- No añada objetos extraños a la solución salina;
- El aparato no está concebido para uso médico ;
- Mantenga limpio el aparato. Asegúrese de eliminar el agua residual y de hacer funcionar durante varios segundos el aparato después de usarlo.
- **Si no lleva a cabo estas sencillas medidas se pueden producir daños a la salud y el desarrollo de moho o bacterias.** Esto puede generar mal olor y un funcionamiento anómalo.

Advertencias sobre las pilas

- Introduzca las pilas correctamente comprobando los extremos + y -.
- Retire las pilas agotadas y deséchelas correctamente.
- Retire las pilas cuando no se utilice el aparato durante un periodo prolongado.
- No arroje las pilas al fuego.

No manipular

No manipule nunca el aparato, no lo desmonte o intente repararlo.

Precauciones

No deje que los niños jueguen con el aparato.



SINH2OX₂®

SINH2OX HEALTH AND CARE srl
via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy
p. iva 10867140013
capital social € 40.000 i.v.

totalmente desembolsado Inscripción Registro Mercantil-CCIAA:

TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino

t. +39 333 6246062 e: info@sinh2ox.com

www.sinh2ox.com -síguenos en Facebook, Youtube y Google

El envase

^{Sinh2ox} washer se presenta en una cómoda bolsa de plástico.
Junto con el aparato (pilas no incluidas), encontrará:

- 2 puntas de color diferente;
- 15 sobres de sales para preparar la solución salina ;
- 1 tubo de aspiración de recambio

Especificaciones

Alimentación: 3 pilas AA-4.5V DC.


Peso: aprox. 265 g sin pilas

Capacidad: aprox. 300 ml


Dimensiones: 73 (L) x 89 (P) x 244 (A) mm



Identificación de las partes del irrigador nasal



1. Punta nasal
2. Interruptor
3. Unidad principal
4. Depósito
5. Tapa de las pilas;
6. Tornillo de la tapa de las pilas
7. Tubo de aspiración del agua
8. Pilas AA (no incluidas)




Para un mejor resultado, realice el lavado nasal 1 o 2 veces al día. Comience con un chorro de agua tibia en la que se haya disuelto 1 sobre de sales. Si el conducto nasal está completamente taponado o si hay presión en el oído, deje el lavado manual y consulte a un médico.

Nota

Después del uso pueden quedar residuos de líquido en el aparato (unidad principal, depósito, tubo de aspiración); no hay riesgos para la salud si se han seguido los consejos de mantenimiento.

Preparación del irrigador para el uso



Extraiga el depósito azul de la unidad principal girándolo hacia la izquierda.




Inserte el tubo de aspiración si no está acoplado a la unidad principal.



Afloje el tornillo de la tapa de las pilas situado en la unidad principal utilizando una moneda o un destornillador (no la retire por completo).

Nota: el tornillo permanecerá insertado en la tapa de las pilas



Levántela suavemente haciendo palanca sobre la lengüeta más ancha.



Inserte 3 pilas AA siguiendo las instrucciones de colocación presentes en el compartimiento (respete los símbolos + y -). UTILICE SOLO PILAS ALCALINAS DE BUENA CALIDAD. Si no va a utilizar el aparato durante periodos prolongados, quite las pilas de su compartimiento antes de guardarlo. **Las fugas del líquido contenido en las pilas causan al irrigador daños irreparables que no cubre la garantía.**




Las pilas utilizadas se deben depositar en los contenedores de recogida específicos. Vuelva a colocar la tapa introduciendo primero la lengüeta más ancha en su asiento.



Empuje la tapa con fuerza en su alojamiento hasta su acoplamiento completo. **Solo posteriormente apriete el tornillo.**



Nota: no fuerce el cierre con el tornillo, sino empuje bien la tapa con los dedos antes de apretar. **PELIGRO DE ROTURA DE LA TAPA.**




Inserte el tubo de aspiración de la unidad principal en el orificio correspondiente presente en el depósito azul. Alinee la muesca del depósito azul con la muesca de apertura de la unidad principal y gire hacia la derecha hasta el tope.



Instale la punta de silicona suave. Se suministran dos puntas para el uso por parte de más de una persona.

Realice el lavado nasal con el irrigador nasal

Lave con cuidado el irrigador antes del primer lavado.



Retire del depósito azul girándolo hacia la izquierda desde la posición de bloqueo a la de desbloqueo y sepárelo de la unidad principal.




Coloque el depósito azul sobre una superficie plana, vierta el contenido de un sobre de sales en el depósito.

Llene el depósito azul con 250 ml de agua. Si es necesario, caliente en horno microondas hasta la temperatura deseada.

Agite suavemente el depósito antes de volver a montarlo en la unidad principal para favorecer la disolución de las sales.


Nota: el contacto de las sales favorece la oxidación de las partes metálicas y del tornillo de cierre del compartimiento de las pilas.

máximo 30 segundos



Atención:

- caliente en el microondas el depósito solo después de haberlo llenado con agua;
- **no utilice agua a una temperatura superior a 37°;**
- no lo deje en el microondas durante más de 30 segundos;



Vuelva a montar el irrigador insertando el tubo de aspiración en el orificio del depósito azul. Alinee la muesca del depósito azul con la muesca de desbloqueo de la unidad principal y gire hacia la derecha para fijar el depósito a la unidad principal.



- De pie, delante del fregadero, incline la cabeza hacia delante y apoye la punta suave en una fosa nasal.
- Mantenga el aparato en posición vertical.
- Abra la boca,
- pulse el botón de encendido y espere a que el flujo de agua salga de la fosa nasal opuesta.
- Irrigue la fosa nasal hasta que el líquido contenido en el depósito se acabe (unos 30-40 segundos), deje gotear la nariz durante algunos segundos y luego expulse suavemente para eliminar el moco, las bacterias y el agua sobrante de la nariz.
- Repita en el otro lado.

Detenga la irrigación si siente molestias, dolor o presión.

Mantenimiento

Punta suave

Retírela de la unidad principal, lávela con agua y luego séquela.

Depósito

Después de la irrigación: retire el depósito y enjuáguelo con agua corriente para eliminar todos los residuos de sal. Llénelo con agua pura, vuelva a montarlo y ponga en funcionamiento el aparato durante algunos segundos, vacíelo y póngalo a escurrir para secarlo.

El depósito también se puede lavar en el lavavajillas.

Unidad principal

Enjuague y elimine cualquier suciedad utilizando detergente para platos y seque luego con un paño seco. Haga funcionar el aparato 2-3 segundos hasta que no salga más agua.

- **Asegúrese de que la tapa de las pilas esté bien cerrada.**
- No lave a temperatura superior a 50°C.
- No sumerja el aparato en agua.
- No lave la unidad principal en el lavavajillas.
- Retire las pilas si no se utiliza durante un periodo prolongado.

Tubo de aspiración

No retire nunca el tubo de aspiración.

- No es necesaria ninguna limpieza si se siguen las instrucciones para el mantenimiento de la unidad principal.
- No doble el tubo de aspiración.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar el funcionamiento anómalo o la rotura del tubo de aspiración.

La punta suave y el depósito también se pueden desinfectar sumergiéndolos algunos minutos en una solución de uso común para la desinfección de biberones para bebés (tipo Milton, Amukina diluida o similares).

Para la limpieza utilice **solo detergentes suaves**. NO utilice disolventes, gasolina o alcohol porque pueden causar el funcionamiento anómalo, la rotura o la pérdida de color de las partes.

Envuelva el aparato con un paño antes de colocarlo en una bolsa o similar por el riesgo de fugas de líquido.

Sáquelo de bolsas o equipajes lo antes posible para prevenir la formación de bacterias y mohos.

Si no ha usado el aparato durante un periodo prolongado:

- llene el depósito con agua caliente.
- móntelo en la unidad principal y haga funcionar el aparato hasta consumir todo el contenido del depósito, luego prepare el lavado conforme a las instrucciones de uso.

RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE SU APARATO GARANTIZARÁ UNA LARGA DURACIÓN DEL PRODUCTO.

ATENCIÓN, SOBRE TODO:

- **A LA SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS Y A LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TAPA QUE CIERRA EL COMPARTIMIENTO DE LAS MISMAS.**

DESPUÉS DE LA IRRIGACIÓN NASAL:

- **ENJUAGUE SIEMPRE LA UNIDAD PRINCIPAL CON AGUA CORRIENTE PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS DE SAL Y REALICE CON CUIDADO LA LIMPIEZA DEL DEPÓSITO.**
- **HAGA FUNCIONAR EL APARATO DURANTE ALGUNOS SEGUNDOS CON AGUA CORRIENTE TIBIA PARA LIMPIAR TAMBIÉN SUS MECANISMOS INTERNOS;**
- **SEQUE EL APARATO ANTES DE GUARDARLO.**

GARANTÍA

El irrigador Sinh2ox washer está garantizado durante 2 años con sustitución del aparato en caso de defectos de fabricación o de rotura. La garantía no cubre los daños o funcionamientos anómalos causados por el incumplimiento de las normas de uso y mantenimiento, así como daños accidentales.

En caso de rotura o funcionamiento anómalo, **NO utilice el aparato**. Contacte con nosotros **por teléfono al +39 3336246062** o mediante **correo electrónico a info@sinh2ox.com**.

Le proporcionaremos todas las instrucciones para el envío del aparato a nuestro centro de asistencia (los gastos de envío del aparato averiado son a cargo del cliente). Una vez comprobada la naturaleza de la avería, procederemos a reparar el aparato o a sustituirlo y se lo enviaremos lo antes posible (los gastos de envío del aparato reparado o sustituido son a cargo del cliente).

Este producto está concebido exclusivamente para uso doméstico y no es un aparato médico



SINH2OX HEALTH AND CARE srl
via ferdinando bocca 11, 10132 torino, italy
p. iva 10867140013
capital social € 40.000 i.v.
totalmente desembolsado Inscrittión Registro Mercantil-CCIAA:
TO-1168289 del 21/01/2013 - Torino
t. +39 333 6246062 e: info@sinh2ox.com
www.sinh2ox.com -siganos en Facebook, Youtube y Google



made in china for sinh2ox health & care srl - torino, italy